



KBE pro Indikator

EINFACH & ZUVERLÄSSIG

SIMICON RDG-EF – der Indikator für die Überprüfung der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

- Keimzahl $\geq 10^9$ KBE E. faecium
- Proteingehalt $> 3000 \mu\text{g}$
- Haltbarkeit: 3 Monate
- konform zu ISO 15883-5
- standardisierte Prüfanschmutzung
- einfache Anwendung
- problemlose Auswertung

weitere Informationen www.simicon.de
Tel.: 089 / 67 33 66 - 0 Fax.: 089 / 67 33 66 - 22

SIMICON 

Zweifel im Keim ersticken